

NSK

Powerful Partners®

PHENOX



BUITENGEWONE EINDEJAARSACTIE



BUITENGEWONE EINDEJAARSACTIE **NSK** aanbod geldig van 15 september tot 15 december 2011 - ADF Stand 1P01

BUITENGEWONE EINDEJAARSACTIES

aanbod geldig van 15 september tot 15 december 2011



X95L
Viervoudige spray
1:5 Versnelling
Max snelheid :
200 000 t/min
Ref : C600
1 151€ Excl. BTW

X25L
Enkelvoudige spray
Verhouding 1:1
Max snelheid :
40 000 t/min
Ref : C601
883€ Excl. BTW

X15L
Enkelvoudige spray
4:1 Reductie
Max snelheid :
10 000 t/min
Ref : C602
1 078€ Excl. BTW

X600L
Titanium behuizing
Standaard kop
Snelkoppeling
met NSK®, Kavo®,
Sirona®, W&H®,
Bien-Air®
Beschikbaar met
mini, standaard
en torque-kop
Ref : P496
1 111€ Excl. BTW

M40LED
Micromotor
van 60 tot 40000 t/min
past perfect op Bien-Air
slang 4VLM, 4VR400
min. warmteontwikkelig
LED technologie
titanium behuizing
Ref : E1033
911€ Excl. BTW

Micromotor MIO zonder handstuk type E
Micromotor voor retouches van 3000 - 35000
Speciaal stofwerend mechnaisme
Micromotor zonder DC scherm
Ref : Y140805
755€ Excl. BTW

Prophy Mate NEO
Poederstraler
Dubbele 360° rotatie
Dubbel spraysysteem
Verwisselbare mondstukken
Koppeling met NSK®, Kavo®, Sirona®,
W&H®, Bien-Air®
Ref : Y135029
1 169€ Excl. BTW
+ Handstuk gratis
Ref : T797010

4 instrumenten
naar keuze voor
2842€ excl. BTW*

*Aanbod geldig enkel voor getoonde producten

N.B. : dit aanbod is niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen of speciale acties. Deze promotie werkt niet retro-actief. De prijzen en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder verwittigen. Condities enkel geldig binne de aangegeven limieten en producten. De prijzen zijn opgesteld op basis van de huidige economische situatie. De instrumenten van de serie T-Max hebben een garantie van 2 jaar. De instrumenten van de S-Max serie en alle andere apparaten hebben een gaantie van 1 jaar werk en onderdelen. KaVo® en MULTI ex Lux® zijn gedeponeerde merken van Kaltenbach & Voigt GmbH & Co, Duitsland. Sirona® is een gedeponeerd merk van Sirona Dental Systems GmbH, Duitsland. W&H® en Roto Quick® zijn gedeponeerde merken van W&H Dentalwerk Burmoos GmbH, Oostenrijk. Bien-Air® en Uni x® zijn gedeponeerde merken van Bien-Air Dental S.A., Zwitserland. Satelec is een gedeponeerd merk van Acteon SA, Frankrijk. EMS is een gedeponeerd merk van Electro Medical Systems SA, Zwitserland.



optimize your dental office

Excelsiorlaan 4A • 1930 Zaventem • T +32 2 721 5054 • F +32 2 721 5024 • info@phenox.be • www.phenox.be

nieuw adres vanaf 3 oktober 2011

NSK France
32, rue de Lisbonne - 75 008 PARIS - France
Tél : +33 (0)1 56 79 59 80
Fax : +33 (0)1 56 79 59 81
E-mail : info@nsk.fr



NSK

INSTRUMENTEN

SNELKOPPELING

LED

242€ Excl. BTW
301€ Excl. BTW

LED

Koppeling
PTL-CL-LED NSK
Ref : P1001-600

268€ Excl. BTW
330€ Excl. BTW

LED

Koppeling
Sprayregeling
PTL-CL-LED III NSK
Ref : P1001-601

326€ Excl. BTW
410€ Excl. BTW

LED

Koppeling
KCL-LED-KaVo®
Ref : P1005-600

326€ Excl. BTW
410€ Excl. BTW

LED

Koppeling
SCL-LED-Sirona®
Ref : P1009-600

MICROMOTOR

LED

686€ Excl. BTW
911€ Excl. BTW

M40LED

Micromotor van
60 tot 40000 t/min
past perfect op
Bien-Air slang 4VLM,
4VR400
min. warmteontwikkeling
LED technologie
titanium behuizing
Ref : E1033

TURBINES

titanium, met licht

met licht

De instrumenten van de Ti-Max serie zijn gemaakt van titanium en beschikken over verscheidene voordelen : rotor met dubbele luchtstroom, keramische kogellagers van het ISB-type, Duracoat oppervlaktebehandeling, CleanHead systeem tegen crosinfecties, viervoudige spray en quartzstaaf. Garantie 2 jaar.

*Beschikbare koppelingen : NSK®, Kavo®, Sirona®, W&H®, Bien-Air®
Beschikbaar met mini, standaard en torque-kop

HOEKSTUKKEN

Ti-Max titanium, met licht

met licht

817€ Excl. BTW

X95L
4-voudige spray
1:5 Versnelling
Max snelheid :
200 000 t/min
Ref : C600
1151€ Excl. BTW

632€ Excl. BTW

X25L
Enkelvoudige spray
Verhouding 1:1
Max snelheid :
40 000 t/min
Ref : C601
883€ Excl. BTW

754€ Excl. BTW

X15L
Enkelvoudige spray
4:1 Reductie
Max snelheid :
10 000 t/min
Ref : C602
1078€ Excl. BTW

690€ Excl. BTW

X65L
Enkelvoudige spray
Verhouding 1:1
Max snelheid :
40 000 t/min
Ref : H273
1000€ Excl. BTW

HOEKSTUKKEN

Ti-Max endodontie, met licht, zonder licht

met licht

702€ Excl. BTW

X35L
Voor manuele
en mechanische vijlen
Met licht
Alternierende rotatie 60°
10:1 Reductie
Max snelheid : 4 000 t/min
Ref : C620
878€ Excl. BTW

870€ Excl. BTW

X12L
Met licht
Voor CA boren
Reductie 10:1
Max. snelheid
4000 t/min
Ref : C606
1160€ Excl. BTW

864€ Excl. BTW

X10L
Met licht
16:1 Reductie
Max snelheid :
2 500 t/min
Ref : C603
1151€ Excl. BTW

zonder licht

674€ Excl. BTW

Ti-ENDO
Voor NiTi vijlen (ø2,35)
128:1 Reductie
Max snelheid :
312 tr/min
Ref : C589
898€ Excl. BTW

495€ Excl. BTW

EX-ENDO 128
Voor NiTi vijlen (ø2,35)
128:1 Reductie
Max snelheid :
312 tr/min
Ref : C592
559€ Excl. BTW

263€ Excl. BTW

NRS2 ER10
100:1 Reductie
Max snelheid :
400 tr/min
Ref : Y110143
350€ Excl. BTW

Ti-Max

X

777€ Excl. BTW **X600L**
Ref : P496
1111€ Excl. BTW

- > Titanium behuizing met Duracoatbehandeling
- > Quartzstaaf
- > ISB
- > Keramische kogellagers
- > Clean Head Systeem
- > Drukknopsysteem
- > Max. vermogen 21W
- > Snelheid 380,000-440,000 t/min
- > Snelkoppeling voor alle bekende merken*

- > Titanium behuizing met Duracoat behandeling
- > Quartzstaaf
- > CleanHeadsysteem
- > Drukknopsysteem
- > Keramische kogellagers

PHENOX

Φ

TURBINES

inox, met licht

met licht, zonder licht

De instrumenten van de S-Max serie zijn van roestvrij staal en beschikken over verscheidene voordelen : keramische kogellagers van het ISB-type, nieuw drukknop systeem UltraPush 2, inox behuizing, CleanHeadsysteem, viervoudige spray en quartzstaaf. Garantie 1 jaar

*Beschikbare koppelingen : NSK®, Kavo®, Sirona®, W&H®, Bien-Air®
Beschikbaar met mini, standaard en torque-kop



S-Max M

635€ Excl. BTW **M600L**
Ref : P1002
~~771€~~ Excl. BTW

- > Roestvrijstalen behuizing
- > Quartzstaaf
- > ISB
- > Keramische kogellagers
- > CleanHeadsysteem
- > Drukknopsysteem
- > Max. vermogen 17W
- > Snelheid 30000-430.000 t/min
- > Standaardkop
- > Snelkoppeling voor alle bekende merken*

HOEKSTUKKEN

S-Max M inox, met licht, zonder licht

met licht



704€ Excl. BTW **M95L**
4-voudige spray
1:5 Versnelling
Max snelheid :
200 000 min⁻¹
Ref : C1023
~~857€~~ Excl. BTW



561€ Excl. BTW **M25L**
Enkelvoudige spray
Verhouding 1:1
Max snelheid :
40 000 min⁻¹
Ref : C1024
~~709€~~ Excl. BTW



635€ Excl. BTW **M15L**
Enkelvoudige spray
4:1 Reductie
Max snelheid :
10 000 min⁻¹
Ref : C1025
~~771€~~ Excl. BTW



360€ Excl. BTW **M65**
Enkelvoudige spray
Verhouding 1:1
Max snelheid :
40 000 min⁻¹
Ref : H1008
~~451€~~ Excl. BTW

zonder licht

- > Behuizing in roestvrij staal
- > Quartzstaaf
- > CleanHead systeem
- > Drukknopsysteem
- > Keramische lagers

HYGIENE EN ONDERHOUD

reinigen en smeren

Care3 Plus

Systeem voor automatisch reinigen en smeren



Ref : Y141-205
1 965€ Excl. BTW
~~2 410€~~ Excl. BTW

Complete set met dubbele elektrische rotatie voor 2 hoek-of handstukken en aansluiting voor 1 turbine

- > Rotatie van instrumenten tijdens de cyclus
- > Gefilterde lucht
- > Indicator hoeveelheid vloeistof
- > Doeltreffend en snel (2min)

sterilisatie

iClave

Autoclaaf van klasse B

Complete Set van iClave en printer
Ref : A60000
4 515€ Excl. BTW
~~5 600€~~ Excl. BTW

Complete Set van autoclaaf zonder printer
Ref : A60000U
4 599€ Excl. BTW
~~5 765€~~ Excl. BTW



PHENOX

- > 3-voudige beveiliging van de deur
- > Voortdurende controle van druk en temperatuur
- > Max. stabilisatie van de parameters
- > Geïnformateerde controle

Levering enkel door erkende NSK verdeler.

NSK

INSTRUMENTEN

S-Max pico

met licht

Nieuw op IDS 2011




744€ Excl. BTW
~~798€~~ Excl. BTW

pico
Ref : P1140
wordt verkocht met een set van 6 boortjes met ref. PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6. Enkel per stuk te koop.

- > Doorsnede kop : ø8.6mm
- > Inox behuizing
- > Quartzstaaf
- > ISB
- > Keramische lagers
- > CleanHeadsysteem
- > Snelkoppeling voor alle bekende merken*
- > boortjes speciaal ontworpen

* Beschikbare koppelingen : NSK®, Kavo®, Sirona®, W&H®, Bien-Air®

De kleinste kop ter wereld



Ultra kleine kop & uiterst slank design



S-Max pico



Ti-Max X600L

De serie S-Max Pico werd ontworpen voor minutieuze interventies die een verhoogde visibiliteit vereisen. De slanke vorm en Ultra-Minikop bieden een grote handigheid bij kleine ruimte. De S-Max Pico turbines maken gebruik van een serie speciaal ontworpen boortjes.

	MODEL: PC1	REF: Y1001817	33€ Excl. BTW**
	MODEL: PC2	REF: Y1001818	33€ Excl. BTW**
	MODEL: PC3	REF: Y1001819	33€ Excl. BTW**
	MODEL: PC4	REF: Y1001820	33€ Excl. BTW**
	MODEL: PC5	REF: Y1001821	33€ Excl. BTW**
	MODEL: PC6	REF: Y1001822	33€ Excl. BTW**

** Boortjes enkel te koop per set van 3 van hetzelfde model (enkel per stuk te koop.)

NSK

CHIRURGIE

Ti-Max X-DSG20L

80N

Nieuw op IDS 2011
Demonteerbare instrumenten



1 021 € Excl. BTW

X-DSG20L
Ref : C1068
1 202 € Excl. BTW


830 € Excl. BTW

X-DSG20
Ref : C1067
977 € Excl. BTW

Gemakkelijk demonteerbaar met de hand !



> Met een eenvoudige draai beweging demonteert u het instrument voor volledige reiniging.



> Dubbel dichtingssysteem om kop van instrument te vrijwaren van penetratie van speeksel en bloed waardoor de levensduur van het instrument stijgt.

VarioSurg

LED

Nieuwe inserts

Schraper



Nieuw

SG1A
Ref : Z305138
1 48 € Excl. BTW



Nieuw

SG8A
Ref : Z305139
1 48 € Excl. BTW

Botchirurgie



Nieuw

SG19
Ref : Z305135
1 59 € Excl. BTW



Nieuw

SG30
Ref : Z305137
1 59 € Excl. BTW

Extractie



Nieuw

SG18R
Ref : Z305133
1 59 € Excl. BTW



Nieuw

SG18L
Ref : Z305134
1 59 € Excl. BTW

Preparatie implantaten



Nieuw

SG15C
Ref : Z305126
1 59 € Excl. BTW



Nieuw

SG15D
Ref : Z305127
1 59 € Excl. BTW

Microzaag handstukken

INSTRUMENTEN

voor micro-chirurgie en implantologie



804 € Excl. BTW

X-SG93L
Met licht
Max snelheid :
120 000 min⁻¹
Ref : C1004
1 071 € Excl. BTW



804 € Excl. BTW

X-SG20L
Met licht
Max snelheid :
2 000 min⁻¹
Ref : C1003
1 071 € Excl. BTW



568 € Excl. BTW

X-SG25L
Met licht
Max snelheid :
40 000 min⁻¹
Ref : C1011
750 € Excl. BTW



659 € Excl. BTW

X-SG65L
Met licht
Max snelheid :
40 000 min⁻¹
Ref : H1009
870 € Excl. BTW



552 € Excl. BTW

SGMS-ER20i
Zonder licht
Max snelheid :
2 000 min⁻¹
Ref : Y110-147
736 € Excl. BTW



639 € Excl. BTW

X-SG93
Zonder licht
Max snelheid :
120 000 min⁻¹
Ref : C1007
851 € Excl. BTW



559 € Excl. BTW

S-MaxSG20
Zonder licht
Max snelheid :
2 000 min⁻¹
Ref : C1010
771 € Excl. BTW



523 € Excl. BTW

SGM-ER16i
Zonder licht
Max snelheid :
2 500 min⁻¹
Ref : Y110-126
696 € Excl. BTW



523 € Excl. BTW

SGM-ER20i
Zonder licht
Max snelheid :
2 500 min⁻¹
Ref : Y110-127
696 € Excl. BTW



579 € Excl. BTW

SGA-ES
Max snelheid :
40 000 min⁻¹
Ref : H263
771 € Excl. BTW



417 € Excl. BTW

SGS-ES
Max snelheid :
40 000 min⁻¹
Ref : H264
556 € Excl. BTW



964 € Excl. BTW

SGA-E2S
Max snelheid :
80 000 min⁻¹
Ref : H265
1 285 € Excl. BTW



919 € Excl. BTW

SGS-E2S
Max snelheid :
80 000 min⁻¹
Ref : H266
1 225 € Excl. BTW



872 € Excl. BTW

SGR2-E
Max snelheid :
12 600 min⁻¹
Ref : SH162
1 162 € Excl. BTW



1 186 € Excl. BTW

SGO2-E
Max snelheid :
12 800 min⁻¹
Ref : SH164
1 580 € Excl. BTW



1 123 € Excl. BTW

SGT2-E
Max snelheid :
12 600 min⁻¹
Ref : SH163
1 497 € Excl. BTW

INSERTS

voor VarioSurg ultrasoon chirurgisch systeem

VarioSurg

2 inserts kopen van hetzelfde mode = 1 insert gratis van datzelfde mode

Schraper



SG1
Ref : Z305101
1 48 € Excl. BTW



SG8
Ref : Z305109
1 48 € Excl. BTW



SG2R
Ref : Z30512
1 48 € Excl. BTW

Extractie



SG17
Ref : Z305132
1 59 € Excl. BTW

Preparatie implantaten



SG15A
Ref : Z305124
1 59 € Excl. BTW



SG15B
Ref : Z305125
1 59 € Excl. BTW



SG16A
Ref : Z305128
1 59 € Excl. BTW



SG16B
Ref : Z305129
1 59 € Excl. BTW



SG3
Ref : Z304104
1 48 € Excl. BTW



SG4
Ref : Z304105
1 48 € Excl. BTW



SG5
Ref : Z304106
1 48 € Excl. BTW

Sinuslifting



SG6D
Ref : Z305107
1 10 € Excl. BTW



SG7D
Ref : Z305108
1 10 € Excl. BTW

Sinusmembran-
instrumenten



SG9
Ref : Z305110
1 17 € Excl. BTW



SG10
Ref : Z305111
1 17 € Excl. BTW



SG11
Ref : Z305112
1 17 € Excl. BTW



implantologie en micro-chirurgie

Surgic Pro

Motor voor implantologie
Implantologie, Maxillo-faciale chirurgie en micro-chirurgie



Nieuwe micromotor
> 15,2 mm korter en 42 g lichter

Surgic Pro met Hoekstuk met licht **LED**
X-SG20L Ref : Y1001933

+ Sterilisatiecassette Ref : Y20001348

3 921 € Excl. BTW

~~5 426~~ € Excl. BTW

Surgic Pro met hoekstuk zonder licht
SG20 Ref : Y1001934

+ Sterilisatiecassette Ref : Y20001348

3 002 € Excl. BTW

~~4 546~~ € Excl. BTW



ultrasoon

VarioSurg

LED

Ultrasoon systeem voor max. faciale chirurgie,
implantologie en Micro-chirurgie

Nieuw design



Basic S kit
Ref : Y900687



Sterilisatiecassette
Ref : 20001326

*behoort tot
het basispakket*

Basispakket VarioSurg met licht :

- > Controle-eenheid 28-32 KHz
- > Handstuk met LED snoer
- > Voetpedaal
- > Sterilisatiecassette
- > Handstukhouder
- > Irrigatieslang
- > Basic S Kit (SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 en houder voor inserts)

Complete set VarioSurg met licht Ref : Y1001929 **LED**

5 435 € Excl. BTW

~~6 681~~ € Excl. BTW

Complete Set VarioSurg zonder licht
Ref : Y1001940

4 799 € Excl. BTW

~~5 844~~ € Excl. BTW

pack chirurgie

Surgic Pro



8 779 € Excl. BTW

Surgic Pro Compleet met licht **LED**

Ref : Y1001933

~~5 426~~ € Excl. BTW

+ VarioSurg Compleet met licht **LED**

Ref : Y1001929

~~6 681~~ € Excl. BTW



VarioSurg

7 517 € Excl. BTW

Surgic Pro Compleet zonder licht

Ref : Y1001934

~~4 546~~ € Excl. BTW

+ VarioSurg Compleet zonder licht

Ref : Y1001940

~~5 844~~ € Excl. BTW



NSK

CHIRURGIE

Surgic Pro

LED

*Nieuw op
IDS 2011*

- > Verhoogd koppel tot 80 Ncm.
- > Snelheid van 200 tot 40 000 min⁻¹
- > Uiterst precies
- > Kleinere Micromotor
- > LED verlichting 32000 Lux
- > Uitzonderlijke duurzaamheid
- > Ijking van het koppel
- > Gepreprogrammeerd
- > Multifunctioneel
- > Systeem voor stockage van gegevens*



4 622 € Excl. BTW


~~5 727~~ € Excl. BTW

Ref : Y1001932


*Stockage van gegevens **

- > Mogelijkheid tot stockage van laatste 100 min. zonder bijzondere software : datum, snelheid, rotatie-richting, koppel, versnelling, irrigatiedebiet.
- > De veranderingen van max. snelheid en/of koppel worden in detail geregistreerd.
- > Behandelingsparameters oplaadbaar op USB-stick.*

*USB-stick niet bij basispakket.



Groot en verlicht LCD scherm



VarioSurg

*Nieuw
handstuk* **LED**

- > Kleiner
- > zeer smal
- > heel licht
- > LED technologie



NSK

CHIRURGIE

iSD900

PROTHETISCHE
SCHROEVENDRAAIER

Snoerloos met
ijkingsysteem



iSD900

1 003 € Excl. BTW
1.497 € Excl. BTW
Réf Y1001358



DIO 500
DIODE-
LASER

Multifunctioneel
Paro, Endo,
Chirurgie,
Stimulatie
en bleaching



Laser DIO 500
7 525 € Excl. BTW
10.025 € Excl. BTW
Réf 50000



- > Golfengte 810 Nm
- > Max. vermogen 5W te gebruiken van continue tot superpuls
- > Geleverd met fiber van 300 µm

PROPHYLAXIE EN SCALING

Varios 970

Multifunctioneel ultrasoon systeem met kit van 3 insert (G4, G6, G8)

Varios 970 met licht **LED**
met kit van 3 inserts (G4, G6, G8)

Ref : Y100-1168
2 083 € Excl. BTW
2.450 € Excl. BTW

Varios 970 zonder licht
met kit van 3 inserts (G4, G6, G8)

Ref : Y100-1175
1 721 € Excl. BTW
2.151 € Excl. BTW



3 functies :
scaling, endo, paro

iPiezo engine

INSERTS

voor ultrasoon handstuk NSK®, Satelec® et EMS®

Varios 970



2 inserts kopen van hetzelfde model
= 2 inserts GRATIS van datzelfde model

2 kopen
= 2 GRATIS

Scaling

G1 Ref : Z217101 7.4 € Excl. BTW	G2 Ref : Z217102 7.4 € Excl. BTW	G3 Ref : Z217103 7.4 € Excl. BTW	G4 Ref : Z217104 7.4 € Excl. BTW	G5 Ref : Z217105 7.4 € Excl. BTW	G8 Ref : Z217108 7.8 € Excl. BTW

Beschikbaar in EMS®

Endodontie

E4 Ref : Z217428 7.4 € Excl. BTW	E4D Ref : Z217528 8.3 € Excl. BTW	E7 Ref : Z217307 6.8 € Excl. BTW	E8D Ref : Z217318 8.3 € Excl. BTW	E12 Ref : Z217032 11.8 € Excl. BTW

Retro/Endo

E30RD Ref : Z217212 11.1 € Excl. BTW	E30LD Ref : Z217213 11.1 € Excl. BTW	E31D Ref : Z217210 11.1 € Excl. BTW	E32D Ref : Z217211 11.1 € Excl. BTW

Onderhoud

V10 Ref : Z217041 10.8 € Excl. BTW	V-P10 Ref : Y900184 (3 pièces) 4.0 € Excl. BTW

Paro

P1 Ref : Z217404 6.9 € Excl. BTW	P10 Ref : Z217410 11.1 € Excl. BTW	P1D Ref : Z217405 7.8 € Excl. BTW	P20 Ref : Z217420 11.1 € Excl. BTW	P3D Ref : Z217403 7.8 € Excl. BTW

Decementeren

G25 Ref : Z217205 7.8 € Excl. BTW



ENDODONTIE, PARODONTOLOGIE

Prophy-Mate **neo**

835€ Excl. BTW

+169€ Excl. BTW

Poederstraler ProphyMate Neo Ref : Y135029
Beschikbare koppelingen NSK®, Kavo®,
Sirona®, W&H®, Bien-Air®
+ Handstuk Ref : T797010
+ Flash pearl flessen (4x300gr) Ref : Y900-698

Gemakkelijk te onderhouden



poeder Flash pearl gratis



Reinigingspoeder

74€ Excl. BTW
83€ Excl. BTW

FLASH Pearl flessen
Leverbaar in flessen
van 4x300gr
Ref : Y900-698



138€ Excl. BTW
184€ Excl. BTW

FLASH Pearl zakjes
Bevat 100 zakjes van 15g
Ref : Y900693



ENDODONTIE
EN PARODONTOLOGIE

Ti-Max **S950L**

Pneumatische
scaler met licht

953€ Excl. BTW
1003€ Excl. BTW



+3
inserts
GRATIS
extra

S950L
Ref : T750
inclusief 3 inserts
(S1, S2, S3),
sleutel met torque
begrenzer
en beschermhuls
voor inserts.

+
S1 type universeel
Ref : Z252411
74€ Excl. BTW
S2 sikkeltipe
Ref : Z252413
74€ Excl. BTW
S3 type Paro
Ref : Z252412
74€ Excl. BTW

- > Titanium behuizing
- > Quartzstaaf
- > Duracoat oppervlaktebehandeling
- > Cirkelvormige belichting
- > Snelkoppeling met NSK®, KaVo®, Sirona®, W&H®, Bien-Air®
- > Uitgebreid assortiment inserts ter beschikking
- > Controlering voor 3 frequenties van oscillatie
- > Frequentie : 6200-6400 Hz

KaVo® en Multitex® zijn gedeponeerde merken van Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.
Sirona® is een gedeponeerd merk van Sirona Dental Systems GmbH.

Hoekstukken
prophylaxie

Nieuw op
IDS 2011



X57
> Reductie 16:1
> Titanium behuizing
> Schroefstelsysteem
> 360° rotatie
> Geen spray
> Max. snelheid
2500 t/min
543€ Excl. BTW
Ref : C619

FX57
> Reductie 4:1
> Behuizing roestvrij staal
> Schroefstelsysteem
> 360° rotatie
> Geen spray
> Max. snelheid 2500 t/min
926€ Excl. BTW
Ref : C1054

iPex



iPex
Apexfinder.
Nauwkeurige metingen
in reële tijd.
Ref : Y141251
986€ Excl. BTW



ENDO-MATE
TC2
met verbinding
voor detectie
van Apex

Endo-Mate TC2
met snoer voor Apexfinder
handstuk voor endodontie
zonder snoer met koppelcontrole
en automatische omkeerfunctie
met kop MPA-F16R
Ref : Y1001028
1643€ Excl. BTW



1 664€ Excl. BTW

EndoMate TC2 met kop MPA-F16R
en verbinding met Apexfinder
1643€ Excl. BTW
+ apexlocalisator iPex
986€ Excl. BTW

iPex

739€ Excl. BTW
986€ Excl. BTW



iPex
Apexfinder.
Nauwkeurige
metingen in reële tijd.
Ref : Y141251

ENDO-MATE DT

752€ Excl. BTW
1206€ Excl. BTW



Endo-Mate DT
Slank Handstuk met koppelcontrole
en automatische omkeerfunctie.
Ref : Y141121

ENDO-MATE TC2
met kop MP-16R

1 142€ Excl. BTW
1523€ Excl. BTW



Endo-Mate TC2
met snoer voor Apexfinder
handstuk voor endodontie
zonder snoer met koppelcontrole
en automatische omkeerfunctie
Ref : Y1001027